

## Unterstützte Messgeräte/Kompatibilitätsliste

### DIABASS

Version:20.6.0.1

Stand:17.06.2020













## Blutzuckermessgeräte







Folgende Blutzuckermessgeräte können direkt eingelesen werden.
















Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt

### ABBOTT





|  | Name                    | Anmerkung |
|--|-------------------------|-----------|
|    | FreeStyle Optium Neo    |           |
|    | FreeStyle Precision Neo |           |
|    | FreeStyle Insulinx      |           |
|    | FreeStyle Freedom Lite  |           |
|    | FreeStyle Lite          |           |
|    | FreeStyle Freedom       |           |
|    | FreeStyle Papillon Mini |           |
|  | Precision Xceed         |           |
|  | FreeStyle Mini          |           |
|  | FreeStyle               |           |

### ACCU-CHEK





|  | Name                                     | Anmerkung  |
|--|--|--|
|  | Accu-Chek Instant S                      | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Instant                        | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Performa Connect               | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Guide                          | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva Insight Diabetes-Manager | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva Connect                  | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|     | Accu-Chek Aviva (2014) | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Aviva Expert | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Mobile U1    |   |
|    | Accu-Chek Aviva Combo  | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Aviva Nano   | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Mobile       | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Voicemate    | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Performa     | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Compact Plus | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|    | Accu-Chek Aviva        | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|   | Accu-Chek Sensor       | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Go           | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Active       | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Compact      | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Complete     | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |


## AGAMATRIX

|  | Name             | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
|  | iTest            |           |
|  | WaveSense Presto |           |
|  | WaveSense Jazz   |           |
|  | Wellion Linus    |           |





## AKTIVMED

|  | Name                 | Anmerkung |
|--|----------------------|-----------|
|  | Glucocheck Gold      |           |
|  | Glucocheck Excellent |           |
|  | Glucocheck Comfort   |           |
|  | Glucocheck Pro       |           |



## ALPHA 1

|  | Name     | Anmerkung |
|--|----------|-----------|
|  | VG-Ratio |           |




## APEXBIO













|  | Name            | Anmerkung |
|--|-----------------|-----------|
|   | Glucosure Max   |           |
|  | MedCore Care    |           |
|  | Glucosure Voice |           |
|  | Glucosure Star  |           |

## ARKRAY



|  | Name                  | Anmerkung |
|--|-----------------------|-----------|
|  | Glucocard Sigma       |           |
|  | Glucocard X-mini plus |           |

## ASCENSIA





|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | Contour Care        |           |
|  | Contour next (2019) |           |
|  | Contour (2017)      |           |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|     | Contour Plus          |  |
|    | Contour plus ONE      |  |
|    | Contour next ONE      |  |
|    | Contour next link 2.4 |  |
|    | Contour next link     |  |
|    | Contour next          |  |
|    | Contour next usb      |  |
|    | Contour XT            |  |
|    | Contour usb           |  |
|    | Breeze2               |  |
|  | Contour2              |  |
|  | DEX                   |  |






## AXAPHARM

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Healthpro X1 |           |
|  | Healthpro    |           |




## B.BRAUN

|  | Name          | Anmerkung |
|--|---------------|-----------|
|  | Omnitest Uno  |           |
|  | Omnitest 5    |           |
|  | Omnitest 3    |           |
|  | Omnitest Plus |           |









## BAYER

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Contour Link |           |
|  | Confirm      |           |
|  | Breeze       |           |
|  | Contour      |           |
|  | Elite XL     |           |



## BERGERMED

|   | Name                    | Anmerkung |
|---|-------------------------|-----------|
|   | alphacheck NFC          |           |
|   | alphacheck professional |           |
|  | alphacheck plus         |           |




## BEURER

|  | Name          | Anmerkung |
|--|---------------|-----------|
|  | Beurer GL 43  |           |
|  | GI50 evo      |           |
|  | GI50          |           |
|  | Beurer GL 44  |           |
|  | Beurer BGL 60 |           |
|  | Beurer GL 40  |           |
|  | Beurer GL 34  |           |
|  | Beurer GL 32  |           |





## BIONIME

|  | Name            | Anmerkung |
|--|-----------------|-----------|
|  | ClickStar GM550 |           |
|  | GM550           |           |







## BIOTEST MEDICAL

|  | Name     | Anmerkung |
|--|----------|-----------|
|  | Pronto   |           |
|  | VG-Ratio |           |
|  | Bionano  |           |


## CARDIMAC

|  | Name                   | Anmerkung |
|--|------------------------|-----------|
|   | Monometer Advance PLUS |           |
|  | Monometer advance      |           |
|  | Monometer 2in1         |           |
|  | Monometer Futura       |           |


## DELBIO

|  | Name              | Anmerkung |
|--|-------------------|-----------|
|  | VG-Check          |           |
|  | Glucotime         |           |
|  | MIA-BZ            |           |
|  | Diacheck DA01     |           |
|  | Diacheck Superior |           |
|  | Diacheck Premium  |           |







**DRAEGER MEDICAL DEVICES GMBH**

|  | Name     | Anmerkung |
|--|----------|-----------|
|  | SOMAbest |           |


**DYNACARE**

|  | Name           | Anmerkung |
|--|----------------|-----------|
|  | Dynavaleo Liso |           |





**E77**

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|    | Sensolite Nova Plus |           |
|    | Sensolite Nova      |           |
|    | Sensocard Plus      |           |
|   | Sensocard           |           |
|  | Autosense           |           |
|  | Autosense Voice     |           |
|  | Glucotalk           |           |

**EU MEDICAL**

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | easypharm-GL |           |







**FORA**

|  | Name                      | Anmerkung |
|--|---------------------------|-----------|
|  | FORA Comfort Pro (DM40)   |           |
|  | FORA GD40a (DM40)         |           |
|  | FORA Diamond Mini (DM30)  |           |
|  | FORA Diamond Voice (DM20) |           |




|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | FORA Diamond Prima (DM10) |  |
|---|---------------------------|--|


## HDI

|  | Name                  | Anmerkung |
|--|-----------------------|-----------|
|  | TrueBalance           |           |
|  | TrueRead              |           |
|  | TrueTrack             |           |
|  | TrueResult            |           |
|  | Wellion SmartSystem 2 |           |
|  | Wellion TrueTrack     |           |


## HMM

|   | Name               | Anmerkung |
|---|--------------------|-----------|
|  | SmartLab Sprint nG |           |


## HUMAN NUTRITION

|  | Name              | Anmerkung |
|--|-------------------|-----------|
|  | DIAVUE Prudential |           |


## I-SENS





|  | Name       | Anmerkung |
|--|------------|-----------|
|  | CareSens N |           |

## IMACO




|  | Name    | Anmerkung |
|--|---------|-----------|
|  | Bionano |           |

## IMCARMED









|  | Name      | Anmerkung |
|--|-----------|-----------|
|  | GlucoTime |           |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|   | MIA-BZ            |  |
|  | Diacheck DA01     |  |
|  | Diacheck Superior |  |
|  | Diacheck Premium  |  |



### IME-DC














|  | Name     | Anmerkung |
|--|----------|-----------|
|  | DEXTRA   |           |
|  | iDia     |           |
|  | Fidelity |           |

### INFOPIA



|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|   | adia                |           |
|  | Element NEO         |           |
|  | GluNEO              |           |
|  | Element             |           |
|  | Finetest autocoding |           |
|  | Finetest            |           |
|  | Glucolab            |           |
|  | EasyGluco           |           |

### LIFESCAN



|  | Name                        | Anmerkung |
|--|-----------------------------|-----------|
|  | OneTouch Verio Reflect      |           |
|  | OneTouch Ultra Plus Reflect |           |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|     | OneTouch Ultra Plus Flex  |  |
|    | OneTouch Select Plus Flex |  |
|    | OneTouch VerioFlex        |  |
|    | OneTouch SelectPlus       |  |
|    | OneTouch Verio            |  |
|    | OneTouch VerioIQ          |  |
|    | OneTouch Select           |  |
|    | OneTouch VerioPro         |  |
|    | OneTouch Vita             |  |
|    | OneTouch UltraEasy        |  |
|   | OneTouch UltraMini        |  |
|  | OneTouch Ultra2           |  |
|  | OneTouch Ultra            |  |





## LOBECK

|  | Name               | Anmerkung |
|--|--------------------|-----------|
|  | MediSmart Sapphire |           |
|  | MediSmart Ruby     |           |


## LOREX

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | TD-4235 Mini |           |
|  | TD-4116 Next |           |


## MEDCORE

|   | Name            | Anmerkung |
|---|-----------------|-----------|
|   | Glucosure Max   |           |
|   | MedCore Care    |           |
|  | Glucosure Voice |           |
|  | Glucosure Star  |           |



## MEDIASPECTS

|  | Name   | Anmerkung |
|--|--------|-----------|
|  | Sample |           |


## MEDTRONIC

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Contour Link |           |




## MENARINI

|   | Name             | Anmerkung |
|---|------------------|-----------|
|   | Glucomen Areo 2K |           |
|   | Glucomen Areo    |           |
|  | Glucomen READY   |           |
|  | Glucocard G+     |           |
|   | Glucomen LX Plus |           |
|   | Glucomen Gm      |           |
|  | Glucomen LX      |           |


## METRADO

|  | Name           | Anmerkung |
|--|----------------|-----------|
|  | GlucosefinePRO |           |




## MSP BODMANN

|  | Name                     | Anmerkung |
|--|--------------------------|-----------|
|  | GlucoSmart Salsa Connect |           |
|  | Glucosmart Salsa         |           |
|  | Glucosmart Swing         |           |



## MÉRY

|  | Name        | Anmerkung |
|--|-------------|-----------|
|  | MÉRY URight |           |



## NIPRO DIAGNOSTICS

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|    | 4sure Smart  |           |
|   | TRUEyou mini |           |
|  | TRUEyou      |           |


## NOVABIO

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Nova MaxLink |           |
|  | Nova MaxPlus |           |



## NOVADIA

|  | Name | Anmerkung |
|--|------|-----------|
|  | Juno |           |
|  | Nero |           |




## OMRON

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | OMRON HEA221 |           |





## SANOFI AVENTIS

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | MyStar Extra |           |
|  | BG Star      |           |







## SD DIAGNOSTICS

|  | Name             | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
|  | GlucNavii GDH    |           |
|  | GlucNavii Mentor |           |
|  | SD CodeFree      |           |

## STADAVITA




|  | Name                         | Anmerkung |
|--|------------------------------|-----------|
|   | STADA GlucoResult To Go Plus |           |
|  | STADA Gluco Care             |           |
|  | STADA Glucocheck             |           |
|  | STADA Gluco Result           |           |

## TAIDOC



|  | Name          | Anmerkung |
|--|---------------|-----------|
|  | Gluco Veritas |           |
|  | TD-4279       |           |
|  | TD-4289       |           |
|  | Glucotest DUO |           |
|  | TD-4141       |           |
|  | TD-4285       |           |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|     | Glucotime Neo           |  |
|    | CleverChoice Mini       |  |
|    | CleverChoice Voice+     |  |
|    | CleverChoice Pro        |  |
|    | MÉRY URright            |  |
|    | Alpha-GDH               |  |
|    | Medpro maxi             |  |
|    | ZuckerChecker           |  |
|    | Advance Monometer Profi |  |
|    | TD 9018                 |  |
|   | Monometer 2in1          |  |
|  | TD 4227                 |  |
|  | TD 4231                 |  |
|  | TD 4232                 |  |
|  | TD 4237                 |  |
|  | TD 4230                 |  |



## TERUMO

|  | Name                      | Anmerkung |
|--|---------------------------|-----------|
|  | Terumo MEDISAFE FIT SMILE |           |
|  | Terumo MEDISAFE FIT       |           |
|  | Terumo Finetouch          |           |


## TESTAMED

|  | Name                        | Anmerkung |
|--|-----------------------------|-----------|
|  | TESTAmed GlucoCheck Advance |           |
|  | TESTAmed GlucoCheck Plus    |           |











## TYSON

|  | Name           | Anmerkung |
|--|----------------|-----------|
|  | TysonBio TB100 |           |
|  | Dynavaleo Liso |           |

## VIVACHEK

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | VivaChek Ino |           |




## WELLION

|  | Name                      | Anmerkung |
|--|---------------------------|-----------|
|  | Wellion Galileo Compact   |           |
|  | Wellion Leonardo Compact  |           |
|  | Wellion LEONARDO GLU/CHOL |           |
|  | Wellion LEONARDO GLU/KET  |           |
|  | Wellion Galileo GLUC/CHOL |           |
|  | Wellion Galileo GLUC/KET  |           |
|  | Wellion Luna Duo Style    |           |
|  | Wellion Calla Mini        |           |
|  | Wellion Luna Duo          |           |
|  | Wellion CALLA premium     |           |



|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Wellion CALLA dialog  |  |
|  | Wellion CALLA light   |  |
|  | Wellion SmartSystem 2 |  |
|  | Wellion TrueTrack     |  |

**YPSOMED**







|   | Name             | Anmerkung |
|---|------------------|-----------|
|  | mylife Unio Neva |           |
|  | mylife Unio      |           |
|  | mylife Pura      |           |

## Insulinpumpen


Folgende Insulinpumpen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt



### ACCU-CHEK

|  | Name                            | Anmerkung  |
|--|---------------------------------|--|
|  | Accu-Chek Solo Diabetes-Manager | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Insight               | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Spirit Combo          | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt    |
|  | Accu-Chek H-Tron                | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt    |
|  | Accu-Chek D-Tron                | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt    |
|  | Accu-Chek Spirit                | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt    |



### INSULET

|   | Name    | Anmerkung |
|---|---------|-----------|
|  | Omnipod |           |


### MEDTRONIC

|  | Name                 | Anmerkung                                       |
|--|----------------------|---|
|  | Medtronic 670G (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |
|  | Medtronic 640G (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |

### SOOIL

|  | Name         | Anmerkung  |
|--|--------------|--|
|  | DanaRS (XLS) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App                                    |
|  | Dana R       | Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt |

### YPSOMED

|  | Name            | Anmerkung  |
|--|-----------------|--|
|  | mylife YpsoPump | Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt |





mylife Omnipod

## CGM/FGM



Folgende CGM/FGM werden unterstützt.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


### DEXCOM

|  | Name            | Anmerkung                                       |
|--|-----------------|---|
|  | Dexcom G6 (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |
|  | Dexcom G5 (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |

### MEDTRONIC

|  | Name                 | Anmerkung                                       |
|--|----------------------|---|
|  | Medtronic 670G (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |
|  | Medtronic 640G (CSV) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |



### ROCHE

|   | Name            | Anmerkung                                       |
|---|-----------------|---|
|  | Eversense (XLS) | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App |

## Software/Apps

Aus folgenden Software/Apps können Daten übernommen werden.


### ABBOTT

|  | Name                     | Anmerkung |
|--|--------------------------|-----------|
|  | FreeStyle Libre Software |           |
|  | Libre View               |           |
|  | Abbott Insulinx TXT      |           |
|  | CoPilot                  |           |


### ACCU-CHEK

|  | Name                   | Anmerkung |
|--|------------------------|-----------|
|  | Accu-Chek 360° (CSV)   |           |
|  | Accu-Chek U1 CSV       |           |
|  | Accu-Chek SmartPix XML |           |


### AKTIVMED

|  | Name    | Anmerkung |
|--|---------|-----------|
|  | DIAMANT |           |


### APPLE

|   | Name               | Anmerkung |
|---|--------------------|-----------|
|  | Apple Health (ZIP) |           |


### ASCENSIA

|  | Name        | Anmerkung |
|--|-------------|-----------|
|  | Contour App |           |


### B.BRAUN

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Omnitest App |           |


## BETACHEK

|  | Name                  | Anmerkung |
|--|-----------------------|-----------|
|  | Betachek Diabetes App |           |

## BLIP SOFTWARE LTD

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | Blutdruck (MyDiary) |           |

## DEXCOM

|  | Name          | Anmerkung |
|--|---------------|-----------|
|  | Clarity       |           |
|  | DexCom Studio |           |

## DIABETES CONNECT

|  | Name             | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
|  | Diabetes Connect |           |


## DIABETES+

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | Diabetes+ App (CSV) |           |

## DIABOOK

|  | Name    | Anmerkung |
|--|---------|-----------|
|  | Diabook |           |

## FORACARE

|  | Name     | Anmerkung |
|--|----------|-----------|
|  | iFora HM |           |

## GLUCOFACTS

|  | Name            | Anmerkung |
|--|-----------------|-----------|
|  | Glucofacts (DB) |           |


## GLUCOLOG LITE

|  | Name                    | Anmerkung |
|--|-------------------------|-----------|
|  | Glucolog Lite App (XML) |           |

## INSULET

|  | Name        | Anmerkung |
|--|-------------|-----------|
|  | Omnipod IBF |           |


## LIFESCAN

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | OneTouch Reveal App |           |


## MEDIASPECTS

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | DIABASS IMPORT FILE |           |


## MEDTRONIC

|  | Name               | Anmerkung |
|--|--------------------|-----------|
|  | Medtronic iPro CSV |           |
|  | Carelink           |           |


## MENARINI

|  | Name              | Anmerkung |
|--|-------------------|-----------|
|  | Glucolog Lite App |           |


## MYSUGR

|  | Name   | Anmerkung |
|--|--------|-----------|
|  | mySugr |           |

## NIGHTSCOUT/XDRIP

|  | Name  | Anmerkung |
|--|-------|-----------|
|  | xDrip |           |


## OMRON

|  | Name          | Anmerkung |
|--|---------------|-----------|
|  | OMRON Connect |           |


## ROCHE

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | Eversense App (XLS) |           |


## SANOFI AVENTIS

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | iBG*Star App |           |

## SINOVO

|  | Name             | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
|  | Sidiary 6 Export |           |

## SOOIL

|  | Name             | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
|  | DanaRS App (XLS) |           |

## WITHINGS

|  | Name                | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
|  | Withings Body Scale |           |

## YPSOMED

|  | Name       | Anmerkung |
|--|------------|-----------|
|  | mylife CSV |           |







## Blutdruckmessgeräte



Folgende Blutdruckmessgeräte können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


### AXAPHARM

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | axapharm AO8 |           |
|  | axapharm X9  |           |
|  | axapharm AO7 |           |
|  | axapharm AU4 |           |







### BEURER

|   | Name          | Anmerkung |
|---|---------------|-----------|
|   | Beurer BC 80  |           |
|  | Beurer BGL 60 |           |


### CARDIMAC

|  | Name           | Anmerkung |
|--|----------------|-----------|
|  | Monometer 2in1 |           |

### OMRON

|  | Name                 | Anmerkung |
|--|----------------------|-----------|
|  | OMRON 705-IT         |           |
|  | OMRON R7             |           |
|  | OMRON RX-Genius      |           |
|  | OMRON M9             |           |
|  | OMRON M10-IT         |           |
|  | OMRON MIT-Elite Plus |           |

## TAIDOC


|  | Name           | Anmerkung |
|--|----------------|-----------|
|  | Monometer 2in1 |           |

## Sonstige Messgeräte


Folgende sonstigen Gerätetypen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt

### ACCU-CHEK

|  | Name                     | Anmerkung   |
|--|--------------------------|---|
|  | Accu-Chek Pocket Compass | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |

### BEURER

|  | Name         | Anmerkung |
|--|--------------|-----------|
|  | Beurer BG 64 |           |