



DIABASS[®]

Version 6

Unterstützte Messgeräte/Kompatibilitätsliste

DIABASS

Build:23.7.0.1











Stand:11.07.2023

Blutzuckermessgeräte







Folgende Blutzuckermessgeräte können direkt eingelesen werden.














Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt

ABBOTT





| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | FreeStyle Optium Neo | |
|  | FreeStyle Precision Neo | |
|  | FreeStyle Insulinx | |
|  | FreeStyle Freedom Lite | |
|  | FreeStyle Lite | |
|  | FreeStyle Freedom | |
|  | FreeStyle Papillon Mini | |
|  | Precision Xceed | |
|  | FreeStyle Mini | |
|  | FreeStyle | |

ACCU-CHEK





| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Accu-Chek Instant S | |
|  | Accu-Chek Instant | |
|  | Accu-Chek Performa Connect | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Guide | |
|  | Accu-Chek Aviva Insight Diabetes-Manager | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva Connect | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Accu-Chek Aviva (2014) | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva Expert | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Mobile U1 | |
|  | Accu-Chek Aviva Combo | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva Nano | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Mobile | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Voicemate | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Performa | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Compact Plus | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Aviva | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Sensor | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Go | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Active | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Compact | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Complete | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |


AGAMATRIX

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | iTest | |
|  | WaveSense Presto | |
|  | WaveSense Jazz | |
|  | Wellion Linus | |





AKTIVMED

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|  | Glucocheck Gold | |
|  | Glucocheck Excellent | |
|  | Glucocheck Comfort | |
|  | Glucocheck Pro | |


ALPHA 1

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | VG-Ratio | |



APEXBIO

| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  | Glucosure Max | |
|  | MedCore Care | |
|  | Glucosure Voice | |
|  | Glucosure Star | |

APONORM

| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | Glucocard A | |



ARKRAY

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|  | Glucocard Sigma | |
|  | Glucocard X-mini plus | |





ASCENSIA

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|  | Contour plus BLUE | |
|  | Contour Care | |
|  | Contour next (2019) | |
|  | Contour (2017) | |
|  | Contour Plus | |
|  | Contour plus ONE | |
|  | Contour next ONE | |
|  | Contour next link 2.4 | |
|  | Contour next link | |
|  | Contour next | |
|  | Contour next usb | |
|  | Contour XT | |
|  | Contour usb | |
|  | Breeze2 | |
|  | Contour2 | |
|  | DEX | |






AXAPHARM

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Healthpro X1 | |
|  | Healthpro | |




B.BRAUN

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Omnitest Uno | |
|  | Omnitest 5 | |
|  | Omnitest 3 | |
|  | Omnitest Plus | |




BAYER








| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Contour Link | |
|  | Confirm | |
|  | Breeze | |
|  | Contour | |
|  | Elite XL | |

BERGERMED



| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | alphacheck NFC | |
|  | alphacheck professional | |
|  | alphacheck plus | |

BEURER




| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Beurer GL49 | |
|  | Beurer GL48 | |
|  | Beurer GL 43 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  | GI50 evo | |
|  | GI50 | |
|  | Beurer GL 44 | |
|  | Beurer BGL 60 | |
|  | Beurer GL 40 | |
|  | Beurer GL 34 | |
|  | Beurer GL 32 | |



BIONIME

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  | ClickStar GM550 | |
|  | GM550 | |







BIOTEST MEDICAL

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | Pronto | |
|  | VG-Ratio | |
|  | Bionano | |


CARDIMAC

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | Monometer Advance PLUS | |
|  | Monometer advance | |
|  | Monometer 2in1 | |
|  | Monometer Futura | |


DELBIO

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | VG-Check | |
|  | Glucotime | |
|  | MIA-BZ | |
|  | Diacheck DA01 | |
|  | Diacheck Superior | |
|  | Diacheck Premium | |








DRAEGER MEDICAL DEVICES GMBH

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  | SOMAb | |


DYNACARE

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|  | Dynavaleo Liso | |






E77

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | Sensolite Nova Plus | |
|  | Sensolite Nova | |
|  | Sensocard Plus | |
|  | Sensocard | |
|  | Autosense | |
|  | Autosense Voice | |
|  | Glucotalk | |







EU MEDICAL

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | easypharm-GL | |


FORA

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | FORA Comfort Pro (DM40) | |
|  | FORA GD40a (DM40) | |
|  | FORA Diamond Mini (DM30) | |
|  | FORA Diamond Voice (DM20) | |
|  | FORA Diamond Prima (DM10) | |


HDI

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|  | TrueBalance | |
|  | TrueRead | |
|  | TrueTrack | |
|  | TrueResult | |
|  | Wellion SmartSystem 2 | |
|  | Wellion TrueTrack | |






HMM

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | SmartLab Sprint nG | |


HUMAN NUTRITION

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | DIAVUE Prudential | |






I-SENS

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | CareSens N NFC | |
|  | CareSens N Eco | |
|  | CareSens N Pop | |
|  | CareSens N Premier | |
|  | CareSens N | |




IMACO

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | Bionano | |




IMCARMED

| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | GlucoTime | |
|  | MIA-BZ | |
|  | Diacheck DA01 | |
|  | Diacheck Superior | |
|  | Diacheck Premium | |



IME-DC

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | DEXTRA | |
|  | iDia | |
|  | Fidelity | |








INFOPIA


| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | adia | |
|  | Element NEO | |
|  | GluNEO | |
|  | Element | |
|  | Finetest autocoding | |
|  | Finetest | |
|  | Glucolab | |
|  | EasyGluco | |

INSULET



| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Omnipod Dash | |
|  | Omnipod | |

LIFESCAN



| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | OneTouch Verio Reflect | |
|  | OneTouch Ultra Plus Reflect | |
|  | OneTouch Ultra Plus Flex | |
|  | OneTouch Select Plus Flex | |
|  | OneTouch VerioFlex | |
|  | OneTouch SelectPlus | |
|  | OneTouch Verio | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | OneTouch VerioIQ | |
|  | OneTouch Select | |
|  | OneTouch VerioPro | |
|  | OneTouch Vita | |
|  | OneTouch UltraEasy | |
|  | OneTouch UltraMini | |
|  | OneTouch Ultra2 | |
|  | OneTouch Ultra | |





LOBECK

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | MediSmart Sapphire | |
|  | MediSmart Ruby | |


LOREX

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | TD-4235 Mini | |
|  | TD-4116 Next | |


MEDCORE

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  | Glucosure Max | |
|  | MedCore Care | |
|  | Glucosure Voice | |
|  | Glucosure Star | |

MEDIASPECTS

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  | Sample | |



MEDTRONIC

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Contour Link | |


MENARINI



| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | Glucomen Day Meter | |
|  | Glucomen Areo GK | |
|  | Glucomen Areo 2K | |
|  | Glucomen Areo | |
|  | GlucoMen READY | |
|  | GlucoCard G+ | |
|  | GlucoMen LX Plus | |
|  | GlucoMen Gm | |
|  | GlucoMen LX | |

METRADO


| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Gluceofine | |
|  | GluceofinePRO | |

MSP BODMANN




| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  | GlucoSmart Salsa Connect | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  | Glucosmart Salsa | |
|  | Glucosmart Swing | |



MÉRY

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | MÉRY URight | |



NIPRO DIAGNOSTICS

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | 4sure Smart | |
|  | TRUEyou mini | |
|  | TRUEyou | |


NOVABIO

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Nova MaxLink | |
|  | Nova MaxPlus | |



NOVADIA

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  | Juno | |
|  | Nero | |




OMRON

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | OMRON HEA221 | |





SANOFI AVENTIS

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | MyStar Extra | |
|  | BG Star | |











SD DIAGNOSTICS

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | GlucNavii GDH | |
|  | GlucNavii Mentor | |
|  | SD CodeFree | |

STADAVITA




| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|  | STADA GlucoResult To Go Plus | |
|  | STADA Gluco Care | |
|  | STADA Glucocheck | |
|  | STADA Gluco Result | |

TAIDOC



| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | VOiCE3 | |
|  | GlucO Veritas | |
|  | TD-4279 | |
|  | TD-4289 | |
|  | Glucotest DUO | |
|  | TD-4141 | |
|  | TD-4285 | |
|  | Glucotime Neo | |
|  | CleverChoice Mini | |
|  | CleverChoice Voice+ | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|  | CleverChoice Pro | |
|  | MÉRY URright | |
|  | Alpha-GDH | |
|  | Medpro maxi | |
|  | ZuckerChecker | |
|  | Advance Monometer Profi | |
|  | TD 9018 | |
|  | Monometer 2in1 | |
|  | TD 4227 | |
|  | TD 4231 | |
|  | TD 4232 | |
|  | TD 4237 | |
|  | TD 4230 | |




TERUMO

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | Terumo MEDISAFE FIT SMILE | |
|  | Terumo MEDISAFE FIT | |
|  | Terumo Finetouch | |


TESTAMED

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | TESTAmed GlucoCheck Advance | |
|  | TESTAmed GlucoCheck Plus | |














TYSON




| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|  | HT 100 | |
|  | TysonBio TB100 | |
|  | Dynavaleo Liso | |

VIVACHEK






| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | VivaChek Ino | |

WELLION

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | Wellion Newton | |
|  | Wellion Luna Trio | |
|  | Wellion Galileo Compact | |
|  | Wellion Leonardo Compact | |
|  | Wellion LEONARDO GLU/CHOL | |
|  | Wellion LEONARDO GLU/KET | |
|  | Wellion Galileo GLUC/CHOL | |
|  | Wellion Galileo GLUC/KET | |
|  | Wellion Luna Style | |
|  | Wellion Calla Mini | |
|  | Wellion Luna Duo | |
|  | Wellion CALLA premium | |
|  | Wellion CALLA dialog | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  | Wellion CALLA light | |
|  | Wellion SmartSystem 2 | |
|  | Wellion TrueTrack | |

YPSOMED







| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | mylife Aveo | |
|  | mylife Unio Neva | |
|  | mylife Unio | |
|  | mylife Omnipod | |
|  | mylife Pura | |

Insulinpumpen



Folgende Insulinpumpen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt




ACCU-CHEK

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Accu-Chek Solo Diabetes-Manager | |
|  | Accu-Chek Insight | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix V2 benötigt |
|  | Accu-Chek Spirit Combo | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek H-Tron | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek D-Tron | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |
|  | Accu-Chek Spirit | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |


INSULET

| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Omnipod Dash | |
|  | Omnipod | |



MEDTRONIC

| | Name | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Medtronic 780G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Medtronic 670G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Medtronic 640G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |


MENARINI

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | Glucomen DayPump | |


SOOIL

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DanaRS | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App oder via DIABASS SecureSend |
|  | Dana R | Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt |



TANDEM

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | t-slim:x2 | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Tidepool, Diasend/Glooko) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |

WELLION

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | Wellion Micro-Pump | |

YPSOMED




| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mylife YpsoPump | Zur Datenübertragung wird das vom Hersteller vorgesehene BlueTooth-Dongle benötigt |
|  | mylife Omnipod | |

CGM/FGM


Folgende CGM/FGM werden unterstützt.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt




ABBOTT

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FreeStyle Libre 3 | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (LibreView) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | FreeStyle Libre2 | Zur Datenübertragung muss die Herstellersoftware 'FreeStyleLibre Software' installiert sein |
|  | FreeStyle Libre | |




ASCENSIA

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Eversense E3 | |


DEXCOM

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dexcom G7 | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Clarity) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Dexcom G5 | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Clarity) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Dexcom G4 | |

MEDTRONIC

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Medtronic 780G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Medtronic 670G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |
|  | Medtronic 640G | Der Hersteller verweigert das datenschutzkonforme Einlesen mit DIABASS. Die Patientendaten müssen daher zunächst in eine vom Hersteller vorgesehene Cloud (Carelink) übermittelt werden; erst danach lassen sich diese in DIABASS übernehmen. |

MENARINI

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Glucomen Day | Per Datei-Import aus der Herstellersoftware/App oder via DIABASS SecureSend |


YUWELL

| | Name | Anmerkung |
|--|------|-----------|
|--|------|-----------|

Software/Apps

Aus folgenden Software/Apps können Daten übernommen werden.


ABBOTT

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  | FreeStyle Libre Software | |
|  | Libre View | |
| | Abbott Insulinx TXT | |
| | CoPilot | |


ACCU-CHEK

| | Name | Anmerkung |
|--|------------------------|-----------|
| | Accu-Chek 360° (CSV) | |
| | Accu-Chek U1 CSV | |
| | Accu-Chek SmartPix XML | |


AKTIVMED

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | DIAmant | |


APPLE

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | Apple Health (ZIP) | |


ASCENSIA

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|  | Contour Diabetes App | |


B.BRAUN

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Omnitest App | |


BETACHEK

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|  | Betachek Diabetes App | |


BLIP SOFTWARE LTD

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | Blutdruck (MyDiary) | |

BOSO

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  | boso Profil-Manager Export | |

DEXCOM

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Clarity | |
| | DexCom Studio | |

DIABETES CONNECT

| | Name | Anmerkung |
|--|------------------|-----------|
| | Diabetes Connect | |


DIABETES+

| | Name | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
| | Diabetes+ App (CSV) | |


DIABOOK

| | Name | Anmerkung |
|--|---------|-----------|
| | Diabook | |


DIASEND

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Diasend (XLS) | |

FORACARE

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | iFora HM | |

GLOOKO

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  | glooko | |

GLUCOFACTS

| | Name | Anmerkung |
|--|-----------------|-----------|
| | Glucofacts (DB) | |


GLUCOLOG LITE

| | Name | Anmerkung |
|--|-------------------------|-----------|
| | Glucolog Lite App (XML) | |



INSULET

| | Name | Anmerkung |
|--|-------------|-----------|
| | Omnipod IBF | |

LIFESCAN


| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | OneTouch Reveal App | |

MEDIASPECTS



| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| | DIABASS EXCHANGE | |
|  | DIABASS5 | |
|  | DIABASS6 | |
| | DIABASS IMPORT FILE | |
| | DIABASS DAS | |

| | | |
|--|-------------|--|
| | DIABASS XML | |
| | DIABASS ASC | |


MEDTRONIC

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| | Medtronic iPro CSV | |
|  | Carelink | |


MENARINI

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | Glucomen Day | |
|  | Glucolog Lite App | |


NIGHTSCOUT/XDRIP

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  | xDrip | |


OMRON

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| | Omron Connect (XLSX) | |
|  | OMRON Connect | |


ONEDROP INC.

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | OneDrop | |

ROCHE

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  | mySugr | |


SANOFI AVENTIS

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | iBG*Star App | |


SENSEONICS

| | Name | Anmerkung |
|--|----------------------|-----------|
| | Eversense DMS (XLSX) | |


SINOVO

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | Sidiary 6 Export | |

SOOIL

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | DanaRS App | |


TIDEPPOOL

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  | Tidepool (XLSX) | |


WITHINGS

| | Name | Anmerkung |
|--|---------------------|-----------|
| | Withings Body Scale | |

YPSOMED

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | mylife (CSV) | |

YUWELL





| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | Yuwell CT-100 (TXT) | |

Blutdruckmessgeräte



Folgende Blutdruckmessgeräte können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


AXAPHARM

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | axapharm AO8 | |
|  | axapharm X9 | |
|  | axapharm AO7 | |
|  | axapharm AU4 | |







BEURER

| | Name | Anmerkung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | Beurer BC 80 | |
|  | Beurer BGL 60 | |


CARDIMAC

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|  | Monometer 2in1 | |

OMRON

| | Name | Anmerkung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|  | OMRON 705-IT | |
|  | OMRON R7 | |
|  | OMRON RX-Genius | |
|  | OMRON M9 | |
|  | OMRON M10-IT | |
|  | OMRON MIT-Elite Plus | |

TAIDOC


| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|  | Monometer 2in1 | |

Sonstige Messgeräte


Folgende sonstigen Gerätetypen können direkt eingelesen werden.

Soweit nicht anders angegeben, wird das vom Hersteller vorgesehene Datenübertragungskabel benötigt


ACCU-CHEK

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Accu-Chek Pocket Compass | Zur Datenübertragung wird das Interface Accu-Chek SmartPix benötigt |

BEURER

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Beurer BG 64 | |

MEDIASPECTS

| | Name | Anmerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | BlueTooth Device | |